

型號
AI811

智能校正血壓計

OSTAR

Fullicon®
護立康

Self-testing Accuracy Function Blood Pressure Monitor

護立康·源星生醫 一起守護您的健康

精準的量測血壓，即時測量結果可供醫師診治參考！

中華心肌梗塞與中風預警推廣協會 理事長 **張國源** 關心您




OSTAR 多家醫學中心
量測血壓之使用品牌




智能校正發明專利 (發明第I288629號)

正確使用步驟指示：


技術精密的雙CPU及雙偵測器





- 測量前請務必確保臂帶下緣離手肘內側彎折處至少距離1-2 CM處



- 使用時請務必確保測量臂帶與心臟位置同高以確保準確測量



- 綁好臂帶後，按下 開始測量



《北衛器廣字第10812003號》

經銷商:台灣益麟企業有限公司
E-Link Plastic & Metal IND. Co., Ltd.

台灣新北市新莊區新樹路69-40號

統一編號: 35961828

網址: www.fullicon.net

護立康服務專線: (02)2901-9426