



GENOMICS
基龍米克斯



專業



完整



高通量

Sanger

核酸定序服務最大廠

長年榮獲 **疾管局** **中研院基因體** **國家研究單位** 指定廠商

服務項目

菌種鑑定

SNP/STR 基因型鑑定

DNA 樣品定序

Primer Walking 服務

複雜序列定序


螢光片段毛細管電泳分析

TAF 認證核酸定序

服務特點

- 保證全程台灣製作
- 業界最多台 ABI 3730XL 定序儀
- 線上快速訂購，雲端訂單及管理查詢
- 免費養菌及抽菌服務
- 專人諮詢服務
- 24 小時發送電子報告
- 免費提供多種定序常用引子供定序使用

領先全台



全面升級定序儀雷射系統

我們持續精進儀器設備，期望以最穩定的定序品質與速率為大家服務

樣品種類與收件注意事項

B-Bacterial Colony / L-Liquid Culture

- 請標明樣品名稱、菌種所含 Plasmid 及抗生素種類。

Primer

- 一次定序反應 primer 需 5 μ L
- 濃度應大於 5 μ M

P-PCR Product

- PCR 產物需大於 0.05 μ g/ μ L，體積約 10 μ L
- 附上電泳圖照片 (標明樣品及 DNA marker 量)
- 於訂單上註明是否已純化

D-Plasmid DNA

- 請標示 DNA 濃度。
- DNA 濃度需大於 0.1 μ g/ μ l
- 一個定序反應至少提供 10 μ L
- 附上電泳圖照片 (標明樣品及 DNA marker 量)

訂購方式

請上基米 GBST 系統，登入貴實驗室專屬密碼，即可線上訂購您所需的服務。如有任何問題，歡迎來信 service@genomics.com.tw 或來電洽詢 (02)29691658 #114，將有專人為您服務。



官方網站



官方LINE



臉書粉專



I G 粉專

基龍米克斯 生物科技股份有限公司
GENOMICS BIOSCI. & TECH. CO., LTD.
TEL : 02-2696-1658 / FAX : 02-2696-1589
新北市汐止區新台五路一段 100 號 14 樓